

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
316	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障(調査未完了) カートリッジホルダーの注射針 取り付け部のネジ山が破損	血糖値上昇	
317	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障(調査未完了)	血糖コントロールの不良	
318	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	電源の故障(調査未完了)	なし	
319	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障、 ②注入精度の問題(調査未完了)	なし	他同一不具合:2症例
320	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①注入精度の問題(空打ち 時)、②単位設定ダイヤルの故 障(調査未完了)	なし	
321	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障、 ②注入精度の問題(空打ち時) (調査未完了)	なし	
322	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒の故障(曲がってい る)(調査未完了)	なし	
323	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障、 ②ピストン棒の故障、③ディス プレイの故障(調査未完了)	なし	
324	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	不明	低血糖	
325	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	なし	低血糖	他同一不具合:1症例
326	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①スタートボタンの故障、②単 位設定ダイヤルの故障(調査 未完了)	なし	
327	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒先端の円盤が外れ る(調査未完了)	なし	
328	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入精度の問題(調査未完了)	血糖値上昇	
329	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障、 ②ピストン棒の故障、③スター トボタンの故障(調査未完了)	なし	他同一不具合:2症例

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
330	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	過量投与の疑い(回収不能)	低血糖(重篤)	
331	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	過量投与	低血糖(非重篤)	
332	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒の故障(調査未完了)	高血糖(非重篤)	
333	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	過量投与の疑い(調査未完了)	低血糖性癲癇発作(重篤)	
334	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障(調査未完了)	高血糖(重篤)	
335	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障(調査未完了)	血糖値上昇	
336	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障(調査未完了)	血糖値上昇(非重篤)	
337	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルの故障(調査未完了)	低血糖(非重篤)	
338	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒のリセット操作ができない。単位設定ダイヤルのクリック音、クリック感が小さくなるか、なくなる。		他同一不具合:76症例
339	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒が動かない(スタートポジション、エンドポジション以外) ②ピストン棒のリセット操作ができない。単位設定ダイヤルのクリック音、クリック感が小さくなるか、なくなる。		
340	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	耐用年数以内にディスプレイが耐用年数経過を表示		他同一不具合:1症例
341	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	耐用年数以内にディスプレイが表示されなくなる		他同一不具合:5症例
342	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入時に単位設定ダイヤルが押し込んだ位置で固定されないか、されにくい		他同一不具合:1症例

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
343	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	内部機械部品がきしむ	なし	
344	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	内部機械部品が動かない(スタート/エンド ポジション以外)	なし	
345	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	スタートボタンの故障(調査未完了)	血糖値上昇	
346	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒の故障(調査未完了)	低血糖	
347	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒の故障、②インスリンが出ない(空打ち時)(調査未完了)	なし	
348	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ディスプレイの故障(調査未完了)	高血糖	
349	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	過量投与(調査未完了)	低血糖(重篤)	
350	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒の故障(調査未完了)	卒中発作(重篤)	
351	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①機械的動作がぎこちない ②カートリッジホルダーの注射針取り付け部のネジ山が破損した	なし	
352	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ディスプレイ表示が薄くなる	なし	
353	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①過量投与の疑い、②ピストン棒の故障(調査未完了)	低血糖	
354	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①注入精度の問題、②インスリンの漏れ(調査未完了)	なし	
355	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	カートリッジが外せない(調査未完了)	なし	
356	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	電源が入らない(調査未完了)	なし	
357	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	スタートボタン(調査未完了)	なし	
358	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の破損の疑い(調査未完了)	なし	

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
359	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①機械的動作がぎこちない ②注入時に単位設定ダイヤルが押し込んだ位置で固定されないか、されにくい	なし	
360	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒が動かない(スタートポジション、エンドポジション以外) ②ピストン棒のリセット操作ができない。単位設定ダイヤルのクリック音、クリック感が小さくなるか、なくなる。	なし	他同一不具合:3症例
361	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ディスプレイの故障、②インスリンが出ない(調査未完了)	なし	
362	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障、 ②ピストン棒の故障、③注入精度の問題(調査未完了)	なし	
363	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルの故障の疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:91症例
364	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:283症例
365	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒の故障の疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:44症例
366	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	エンドポジションでピストン棒が動かない疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:76症例
367	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	スタートポジションでピストン棒が動かない疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:2症例
368	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	過量排出の疑い(調査未完了)	低血糖性昏睡	
369	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い(調査未完了)	違和感	
370	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①スタートボタンの故障の疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い(調査未完了)	なし	

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
371	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒の故障、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い(調査未完了)	なし	
372	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒の故障の疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:5症例
373	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②ピストン棒の故障の疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:9症例
374	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②注入器の故障の疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:1症例
375	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①注入器の故障の疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:2症例
376	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①排出精度が不正確である疑い、②単位設定ダイヤルの抵抗感がなくなる故障の疑い(調査未完了)	なし	
377	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	スタートボタンの故障の疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:34症例
378	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ディスプレイの故障の疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:20症例
379	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障の疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:10症例
380	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い(調査未完了)、②排出精度が不正確である疑い(調査未完了)	血糖値上昇	他同一不具合:1症例
381	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる	血糖変動	

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
382	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①排出精度が不正確である疑い(調査未完了) ②ディスプレイの故障(調査未完了)	血糖値上昇	
383	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒が動かない(エンドポジション)②耐用年数以内にディスプレイが表示されなくなる	なし	
384	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒が動かない(エンドポジション)②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる	なし	他同一不具合:2症例
385	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒が動かない(スタート/エンド ポジション以外) ②内部パーツ(リセットスイッチリング)の破損	なし	
386	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒先端の円盤が外れる、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる	なし	他同一不具合:1症例
387	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒が動かない(スタート/エンド ポジション以外)	なし	他同一不具合:2症例
388	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる	なし	他同一不具合:272症例
389	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	過量排出の疑い(調査未完了)	低血糖	他同一不具合:1症例
390	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①エンドポジションでピストン棒が動かない疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:2症例
391	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①排出精度が不正確である疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:1症例

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
392	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①排出精度が不正確である疑い、②注入器の故障の疑い(調査未完了)	なし	
393	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	排出精度が不正確である疑い(調査未完了)	なし	
394	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:1症例
395	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒の故障の疑い(調査未完了)②単位設定ダイヤルの故障の疑い(調査未完了)	高血糖	他同一不具合:1症例
396	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒が動かない(エンドポジション)②カートリッジホルダーの注射針取り付け部のネジ山が破損した	なし	
397	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒が動かない(エンドポジション)②耐用年数以内にディスプレイが耐用年数経過を表示	なし	
398	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒が動かない(スタートポジション)②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる	なし	他同一不具合:4症例
399	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる②耐用年数以内にディスプレイが耐用年数経過を表示	なし	
400	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ディスプレイの故障の疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い(調査未完了)	なし	

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
401	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ディスプレイの故障の疑い、 ②注入器の故障の疑い(調査 未完了)	なし	
402	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤル故障の疑 い、②ディスプレイの故障の疑 い(調査未完了)	なし	
403	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒の故障の疑い、② スタートボタンの故障の疑い (調査未完了)	なし	
404	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒の故障の疑い(調査 未完了)	高血糖	
405	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒の故障の疑い、② スタートポジションでピストン棒 が動かない疑い(調査未完了)	なし	
406	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の 疑い、②エンドポジションでピ ストン棒が動かない疑い(調査未 完了)	なし	
407	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の 疑い、②スタートボタンの故障 の疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:1症例
408	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の 疑い、②ピストン棒の故障の疑 い、③単位設定ダイヤルを回 す際の抵抗感がなくなる故障 の疑い(調査未完了)	なし	
409	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	過量排出の疑い(調査未完了)	低血糖(非重篤)	他同一不具合:1症例

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
410	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	過量排出の疑い	低血糖	他同一不具合:3症例
411	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障の疑い(調査未完了)	高血糖	
412	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	排出精度が不正確である疑い(調査未完了)	高血糖	
413	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障の疑い(調査未完了)	血糖値変動	
414	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	クリック音がほとんど聞こえない	なし	
415	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ディスプレイに「BT」と表示される	なし	他同一不具合:1症例
416	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	内部パーツ(リセットスイッチリング)の破損	なし	
417	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①排出精度が不正確である疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い(調査未完了)	高血糖	
418	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	エンドポジションでピストン棒が動かない疑い(調査不能)	なし	
419	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒の故障の疑い、②単位設定ダイヤルの故障の疑い(調査未完了)	なし	他同一不具合:1症例
420	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障(調査未完了)	糖尿病性ケトアシドーシス	
421	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ディスプレイの故障の疑い(調査未完了)、排出精度が不正確である疑い(調査未完了)	血糖値上昇	

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
422	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障の疑い(調査未完了)	血中ブドウ糖異常(非重篤)	
423	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障の疑い(調査未完了)	注射部位刺痛(非重篤)	
424	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ディスプレイ表示が時々「00」に戻る	なし	
425	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒の故障の疑い	なし	他同一不具合:113症例
426	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒の故障の疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	他同一不具合:28症例
427	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②ディスプレイの故障の疑い	なし	他同一不具合:14症例
428	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	スタートボタンの故障の疑い	なし	他同一不具合:75症例
429	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ディスプレイの故障の疑い	なし	他同一不具合:60症例
430	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障の疑い	なし	他同一不具合:41症例
431	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	スタートボタンの故障の疑い	高血糖	
432	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②ピストン棒の故障の疑い	なし	他同一不具合:43症例
433	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	他同一不具合:25症例
434	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い(調査未完了)、②スタートボタンの故障の疑い	詳細は確認中	
435	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ディスプレイの故障の疑い	詳細は確認中	
436	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒の故障の疑い	詳細は確認中	
437	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルの故障の疑い	血糖値上昇	

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
438	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	排出精度が不正確である疑い	血糖値上昇	
439	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①排出精度が不正確である疑い(調査未完了)、②スタートボタンの故障の疑い	血中ブドウ糖値上昇	
440	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ピストン棒が動かない(スタートポジション)	なし	他同一不具合:1症例
441	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	スタートポジションでピストン棒が動かない疑い	なし	他同一不具合:13症例
442	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	高血糖	他同一不具合:1症例
443	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①単位設定ダイヤルの故障の疑い、②スタートボタンの故障の疑い	なし	他同一不具合:6症例
444	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	排出精度が不正確である疑い	なし	他同一不具合:16症例
445	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる	高血糖(非重篤)	
446	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	過量排出の疑い	なし	
447	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	単位設定ダイヤルの故障の疑い	低血糖	
448	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	排出精度が不正確である疑い	高血糖	他同一不具合:2症例
449	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ディスプレイの故障の疑い、②単位設定ダイヤルの故障の疑い	なし	他同一不具合:1症例
450	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ピストン棒の故障の疑い、②スタートボタンの故障の疑い	なし	他同一不具合:11症例
451	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①排出精度が不正確である疑い、②エンドポジションでピストン棒が動かない疑い、③単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	
452	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	排出精度が不正確である疑い	低血糖	

医療用具不具合等報告

7369件

番号	一般的名称	販売名	企業名	不具合状況	健康被害状況	備考
453	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①スタートポジションでピストン棒が動かない疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	他同一不具合:8症例
454	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ディスプレイの故障の疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	他同一不具合:6症例
455	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①ディスプレイの故障の疑い、②注入器の故障の疑い	なし	他同一不具合:1症例
456	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①排出精度が不正確である疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	他同一不具合:2症例
457	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	過量排出の疑い	低血糖(重篤)	
458	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	注入器の故障の疑い	高血糖(非重篤)	他同一不具合:3症例
459	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	エンドポジションでピストン棒が動かない様子	なし	他同一不具合:9症例
460	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	ディスプレイの故障の疑い	低血糖	
461	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①スタートボタンの故障の疑い、②単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	他同一不具合:2症例
462	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①注入器の故障の疑い、②排出精度が不正確である疑い、③単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	
463	手動式医薬品注入器	オプチペンプロ1	アベンティス ファーマ	①排出精度が不正確である疑い、②ピストン棒の故障の疑い、③単位設定ダイヤルを回す際の抵抗感がなくなる故障の疑い	なし	