

			SH62	ヒータ線	1987.9-1994.8	-	無	有		白石線	ヤマトロボテック㈱ 品質管理部 055-284-0063	
7	乾燥滅菌器	ヒルソン・デック(株)	DS-100	断熱材(プロポルトランドセメント)	1987.11-2000.7	-	無	不明	2000年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している	白石線	ヒルソン・デック(株)総務課 TEL.049-259-3031	{2006/1/13} その後の製造販売業者による調査の結果、石綿の使用部位の訂正があったもの。
			ヒートクレーブ	断熱材(プロポルトランドセメント)	1987.11-2000.7	-	無	不明	2000年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している	白石線	ヒルソン・デック(株)総務課 TEL.049-259-3031	{2006/1/13} その後の製造販売業者による調査の結果、石綿の使用部位の訂正があったもの。
8	医療用消毒器	アサヒ医科器械(株)	高圧蒸気滅菌器	燃焼ボックスから発生する熱の断熱材	1976-1978	-	無	無		白石線	アサヒ医科器械(株)総務部相談受付 03-3932-3311	
9	エチレンオキサイドガス滅菌器	(株)医器研	ゼンメル601、ゼンメル706	チャンパー(差)の断熱材	1975-1992	-	無	有		不明	㈱医器研 04-2955-6202	
10	エチレンオキサイドガス滅菌器	(株)三浦プロテック	ZクレーブE型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石線	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブEV型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石線	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブEJM-3型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石線	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
11	エチレンオキサイドガス滅菌器	(株)イキ	エルバック	氮化器の断熱材	1974.8-1992.8	-	無	無		白石線	(株)イキ 077-525-1406	
			GS3OR	氮化器の断熱材	1983.4-1992.1	-	無	無		白石線	(株)イキ 077-525-1406	
			GS45	氮化器の断熱材	1985.8-1992.1	-	無	無		白石線	(株)イキ 077-525-1406	
			イオジェルクSA-300	氮化器の断熱材	1990.8-1992.4	-	無	無		白石線	(株)イキ 077-525-1406	
			イオジェルクSA-450	氮化器の断熱材	1990.7-1992.4	-	無	無		白石線	(株)イキ 077-525-1406	
12	エチレンオキサイドガス滅菌器	(株)タマノ	パールEO EO-370M	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石線	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600	
			パールEO EO-K70M	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石線	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600	
			パールEO EO-K400M	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石線	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600	
			パールEO EO-K600M	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石線	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600	
13	オートクレーブ	ヤマトロボテック(株)	SM21	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石線	ヤマトロボテック㈱ 品質管理部 055-284-0063	
			SM31	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石線	ヤマトロボテック㈱ 品質管理部 055-284-0063	
			SM51	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石線	ヤマトロボテック㈱ 品質管理部 055-284-0063	
			SM21-2	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石線	ヤマトロボテック㈱ 品質管理部 055-284-0063	
			SM31-2	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石線	ヤマトロボテック㈱ 品質管理部 055-284-0063	
			SM51-2	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石線	ヤマトロボテック㈱ 品質管理部 055-284-0063	
			SP21	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石線	ヤマトロボテック㈱ 品質管理部 055-284-0063	
			SP31	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石線	ヤマトロボテック㈱ 品質管理部 055-284-0063	

			SP51	パッキン	1983.1-1989.12	-	無	有		白石綿	ヤマトラボテック 品質管理部 055-284-0083	
14	ガス減菌器	スリーエムヘルスケア(株)	ステリ・バック印ガス減菌器400B型	減菌器内部のヒートシンクの断熱材	1980-1989	-	無	不明		不明	ヤマトラボテック 0570-011-321	
			ステリ・バック印ガス減菌器400C型	減菌器内部のヒートシンクの断熱材	1980-1989	-	無	不明		不明	ヤマトラボテック 0570-011-321	
15	ガス減菌器	深有電機(株)	ESO-CO2ガス減菌器(保温庫付)	気化器採油材として使用。断熱材	1998-2005.8	-	無	有	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	深有電機 03-3735-6611	
16	ガス減菌器	(株)三幸製作所	クリーンバック	気化器部の断熱材	1983.6-1991.7	-	無	不明		不明	(株)三幸製作所 品質保証室 TEL.048-624-8121	
17	高圧蒸気減菌器	トミー工業(株)	オートクレープSS-320	缶体ニップル部がスケルトン	1982-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			スピードクレープS-90N	缶体ニップル部がスケルトン	1982-1991	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			キャンディー	缶体ニップル部がスケルトン	1982-1988	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレープMD-66	缶体ニップル部がスケルトン	1982-1988	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレープSD-30ND	缶体ニップル部がスケルトン	1982-1991	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレープSD-30N	缶体ニップル部がスケルトン	1982-1991	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			針専用減菌器MM-101A	缶体ニップル部がスケルトン	1982-1997	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレープSH-322D	缶体ニップル部がスケルトン	1982-1991	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレープSS-240	缶体ニップル部がスケルトン	1982-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			バイアル瓶用オートクレープSV-320	缶体ニップル部がスケルトン	1984-1996	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			針専用減菌器MM-101AD、高圧蒸気減菌器150B	缶体ニップル部がスケルトン	1982-1996	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			乾燥装置付高圧蒸気減菌器SD-320	缶体ニップル部がスケルトン	1986-2006	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			乾燥装置付高圧蒸気減菌器SD-321	缶体ニップル部がスケルトン	1986-2006	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレープSS-325	缶体ニップル部がスケルトン	1988-2004	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレープSS-305	缶体ニップル部がスケルトン	1988-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレープSS-245	缶体ニップル部がスケルトン	1988-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレープSHE-021	缶体ニップル部がスケルトン	1989-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレープSS-235、AST-235	缶体ニップル部がスケルトン	1982-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			高圧蒸気減菌装置SJ-5506-E	缶体ニップル部がスケルトン	1989-1992	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレープBS-235、AST-B235	缶体ニップル部がスケルトン	1992-2006	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレープBS-245、AST-245	缶体ニップル部がスケルトン	1992-2006	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレープBS-305、AST-305	缶体ニップル部がスケルトン	1992-2006	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレープBS-325、AST-325	缶体ニップル部がスケルトン	1992-2006	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
オートクレープBS-215、AST-215	缶体ニップル部がスケルトン	1992-2006	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160				
オートクレープBS-315、AST-315	缶体ニップル部がスケルトン	1992-2006	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160				
デュアルグループSX-14	缶体ニップル部がスケルトン	1996-2000	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160				
オートクレープKS-243	缶体ニップル部がスケルトン	1999-2003	-	無	無		白石綿	トミー工業(株)品質保証部 0247-36-3160				

			オートクレーブKS-323	缶体ニッパル部ガasket	1998-2002	-	無	無		白石線	トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブMSS-325	缶体ニッパル部ガasket	1991-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石線	トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブSX-500	缶体ニッパル部ガasket	2003-2006	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石線	トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブSX-700	缶体ニッパル部ガasket	2004-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石線	トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
			オートクレーブSX-300	缶体ニッパル部ガasket	2004-2005	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石線	トミ工業(株)品質保証部 0247-36-3160	
18	高圧蒸気減菌器	アルプ(株)	高圧蒸気減菌器	少量の配管シール材	1980-2005.11	-	無	不明	2005年11月以降は同一製品名で代替済みの製品を製造販売する。	白石線	アルプ株式会社 042-578-0531	
19	小型寒天滅菌器	テガ三洋工業(株)	ラボ・オートクレーブ	シーズヒーター取付部の蒸気溢れ防止用パッキン	1983-1998.12	-	無	無	1999年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している	白石線	テガ三洋工業株式会社 技術部 医療機器グループ (0857)21-2247	
20	小型包装品用高圧蒸気減菌器	テガ三洋工業(株)	エルクレーブ・フルオート/エルクレーブ・オート	シーズヒーター取付部の蒸気溢れ防止用パッキン	1973-1998	-	無	無	1999年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している	白石線	テガ三洋工業株式会社 技術部 医療機器グループ (0857)21-2247	
21	小型包装品用高圧蒸気減菌器	(株)大平製作所	OSクレーブ75	ヒーター取付部位 パッキン	1996-2005.8	-	無	無		白石線	品質保証部 TEL084-924-0850	
			OSクレーブ80	ヒーター取付部位 パッキン	2000-2005.8	-	無	無		白石線	品質保証部 TEL084-924-0850	
22	自動式高圧蒸気減菌器	(株)ジーシー	スパクレーブ AC-E	配管部品であるバルブのシール用パッキン	1997-2003	-	無	有	2004年以降は同一製品名で、代替済みの製品を取扱っている。	白石線	DIC : フリーダイヤル 0120-416480	
			スパクレーブ AC-II	配管部品であるバルブのシール用パッキン	1990-1995	-	無	有		白石線	DIC : フリーダイヤル 0120-416480	
23	煮沸消毒器	(株)高田医科器械製作所	煮沸消毒器(電熱タイプ)	釜(槽)の持ち手部分のパッキン ヒーター取り付け部分のパッキン 排水栓の取り付け部分のパッキン	1978頃-2005.10	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石線	(株)高田医科器械製作所 0774-43-2291	
			煮沸消毒器(熱源Gタイプ)	釜(槽)の持ち手部分のパッキン	1975頃-2005.10	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石線	(株)高田医科器械製作所 0774-43-2291	
24	煮沸消毒器	(有)的野製作所	煮沸消毒器	ガスコンロの断熱材	1975-1985	-	無	有		白石線	(有)的野製作所 092-611-6101	
25	除染・滅菌用洗浄器	(株)三浦プロテック	ZクレーブSW型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石線	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
26	包装品用高圧蒸気滅菌器	(株)三浦プロテック	ZクレーブSR型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石線	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブS型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石線	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブST型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石線	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブSF型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石線	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブSV型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石線	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブSY型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石線	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブSYV型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石線	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			ZクレーブSJ型	フランジ・ユニオン等の配管継手のパッキン	1978-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している	白石線	(株)三浦工業 メンテ技術部 089-979-7100	
			パールクレーブTC-330SBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石線	(株)マノ 品質管理室 03-3974-9600	

27	包装品用高圧高気減器	(株)タマノ	パールレーブTC-330FBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールレーブTC-33LSBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールレーブTC-33LFBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールレーブTC-370FBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールレーブTC-220HF	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールレーブTC-260HF	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールレーブTC-220HFL	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールレーブTC-K45S	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールレーブTC-K50FBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールレーブTC-K70FBV	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールレーブTC-K400	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールレーブTC-K600L	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600
			パールレーブTC-K600	配管材のパッキン	1989.4-2005.10	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	(株)タマノ 品質管理室 03-3974-9600

⑩ その他の施設用機器 2製品(2社)

1	人全血液保管器具	大和冷機工業(株)	血液保冷庫	圧縮機内部のシールパッキン	2002-2005.4	-	無	無	2005年4月で販売中止。今後、同一製品名で、代替済みの製品を販売する。	白石綿	品質管理部 0972-28-3301
2	凍結血漿用解凍加温機	テルモ(株)	ウォーマーバスTC-31A	ヒーターの本体取付部分に使用されている直径約2cmのワッシャー(断熱目的)	1981-2005.11	-	無	無		白石綿	環境推進室 03-3374-8191

⑪ 血液体外循環機器 2製品(1社)

1	人工心臓用温度コントロールユニット	(株)ジェイ・エム・エス	JMS心筋保護液冷却装置CCS-10	水種のヒーター取付部のパッキン	1988-1995	-	無	有		不明	㈱ジェイ・エム・エス第3営業部 03-5543-3483
2	多人数用透析液供給装置	(株)ジェイ・エム・エス	JMSBC透析液供給装置	混合タンク及び送液タンクのパッキン	1985-1991	-	無	有		不明	㈱ジェイ・エム・エス第2営業部 03-5543-3482

⑫ 生体機能制御装置 1製品(1社)

1	その他の酸素供給装置	シチズンセイミツ(株)	モデルMACS-50	パッキン	1990-1999	-	無	無		白石綿	シチズンセイミツ株式会社西田工場 製品事業部計測器課、品質保証課 0555-24-8702
---	------------	-------------	------------	------	-----------	---	---	---	--	-----	---

⑬ 治療用粒子加速装置 2製品(2社)

1	治療用粒子加速装置	シーメンスエネルギー(株)	BETATRON42MeV	ブレーキ	1964-1973	-	無	無		不明	シーメンスエネルギー株式会社 ソフトウェアセンター(0120-041387)
2	粒子線治療装置	三菱電機(株)	粒子線治療装置(炭素イオン/陽子タイプ)	駆動E-ラ、保持ブレーキ	1997-2002	-	無	不明	2005年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	三菱電機株式会社 原子力部粒子線治療装置推進グループ TEL:03-3218-2466
			粒子線治療装置(陽子タイプ)	駆動E-ラ、保持ブレーキ	1997-2002	-	無	不明	2005年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	三菱電機株式会社 原子力部粒子線治療装置推進グループ TEL:03-3218-2466

⑮ 理学療法用器械器具 19製品(9社)

1	湯浴療法用装置	酒井医療(株)	過流浴装置 ワールプールWP-300	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石線	ニフス㈱ 技術本部環境管理室 TEL.03-3433-7248
			過流浴装置 ワールプールWP-350	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石線	ニフス㈱ 技術本部環境管理室 TEL.03-3433-7248
			過流浴装置 ワールプールWP-400	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石線	ニフス㈱ 技術本部環境管理室 TEL.03-3433-7248
			過流浴装置 ワールプールWP-500	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石線	ニフス㈱ 技術本部環境管理室 TEL.03-3433-7248
			ハードタンクHTR-100	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	1986-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石線	ニフス㈱ 技術本部環境管理室 TEL.03-3433-7248
			ハードタンクHTR-2200	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	1986-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石線	ニフス㈱ 技術本部環境管理室 TEL.03-3433-7248
			バイナリープールBES-2000S	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	1986-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石線	ニフス㈱ 技術本部環境管理室 TEL.03-3433-7248
			気浴装置 ハイドロバブラーBB-300	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石線	ニフス㈱ 技術本部環境管理室 TEL.03-3433-7248
			気浴装置 ハイドロバブラーBB-400	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石線	ニフス㈱ 技術本部環境管理室 TEL.03-3433-7248
			気浴装置 ハイドロバブラーBB-500	部位:湯・水配管接続部 用途:水漏れ防止のジョイントパッキン	2000-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造する。	白石線	ニフス㈱ 技術本部環境管理室 TEL.03-3433-7248
2	干渉電流型低周波治療器	オージー技研(株)	干渉低周波治療器オージオトロンEF-120	加温ボックス回転部分、 ブレーキ機能	1988.6-1994.9	-	無	無		白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			干渉低周波治療器オージオトロンEF-230	加温ボックス回転部分、 ブレーキ機能	1988.6-1996.6	-	無	無		白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
3	キセノン光線治療器	セリック(株)	ソーラックス7BM	キセノン灯ふ御固定用の 摩擦材(ブレーキ)	2001.8-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石線	セリック株式会社 技術部 TEL048-969-2155
4	組み合わせ治療器	セルミ医療機器(株)	電界光線治療器SEM	赤外線球の周囲の耐火 ボード	1998.8-2002.9	-	無	無		白石線	セルミ医療機器株式会社 品質保証部 品質管理部 TEL0877-45-5333
			電界光線治療器SEL	赤外線球の周囲の耐火 ボード	1994.10-2002.9	-	無	無		白石線	セルミ医療機器株式会社 品質保証部 品質管理部 TEL0877-45-5333
5	極超音波治療器	オージー技研(株)	マイクロサマーME-6	アーム下部回転部分、 ブレーキ機能	1974.11-1996.11	-	無	無		白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
6	薄式ホットパック装置	ミナト医科学(株)	ハイドロタイザーHC-5M	ヒータ部のパッキン	2000-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石線	総合サービスセンター 079-590-8024
			ハイドロタイザーHC-6M	ヒータ部のパッキン	2000-2005.9	-	無	無	2005年10月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石線	総合サービスセンター 079-590-8024
			ハイドロタイザーHC-7M	ヒータ部のパッキン	2000-2005.8	-	無	無	2005年9月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石線	総合サービスセンター 079-590-8024
7	自動開欠牽引装置	オージー技研(株)	オルトトラックOL-1100	本体清車下部回転部分、 ブレーキ機能	1992.4-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			オルトトラックOL-2000	本体清車下部回転部分、 ブレーキ機能	1992.3-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			オルトトラックOL-700	本体清車下部回転部分、 ブレーキ機能	1998.12-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)

			オルソトラックOL-750	本体滑車下部回転部分、ブレーキ機能	1996.12-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
8	赤外線治療器	オージー技研(株)	セレーラEL-210	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1994.9-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			セレーラEL-310	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1994.9-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			セレーラEL-320	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1994.9-2005.2	-	無	無	2005年3月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
9	赤外線治療器	ミナト医学(株)	ハートビームHB-200	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1997-2004.12	-	無	無	2005年1月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			ハートビームHB-100	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1997-2005.2	-	無	無	2005年3月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
10	その他の熱療法装置(医療用電熱治療装置)	中村医科工業(株)	インファントウォーマーNW-2000	断熱支持部材	1981-1998	-	無	無		白石綿	中村医科工業(株) 03-3813-3486	
11	その他の熱療法装置(医療用電熱治療装置)	(株)興神工業	インファントウォーマーNW-2000	断熱支持部材	1996.7-2005.7	-	無	無	2005年8月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	(株)興神工業 品質保証部 TEL 048-624-0526	
12	他動運動訓練装置	オージー技研(株)	トレッドミルUA-6	前部駆動ローラー部分、ブレーキ機能	1997.3-2002.8	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
13	低温治療装置	オージー技研(株)	コールドエアHC-1	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1984.11-1991.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			コールドエアHC-50	アーム中間部回転部分、ブレーキ機能	1987.3-1992.1	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
14	低周波治療器	オージー技研(株)	オージオレターGW-21	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレターGW-22	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレターGW-23	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレターGW-23D	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレターGW-31	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレターGW-33	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレターGW-33D	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレターGW-33S	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.3-1988.4	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレターGW-24	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.8-1988.3	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
			オージオレターGW-34	ワゴンと本体部の回転部分、ブレーキ機能	1979.8-2001.12	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)	
15	マイクロ波治療器	ミナト医学(株)	マイクロタイザーMT-30	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1990-2005.2	-	無	無	2005年3月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT-SW	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1990-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT-SDI	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1990-2005.1	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT3II	照射器支持アーム可動部のブレーキ	2001-2005.2	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT3I	照射器支持アーム可動部のブレーキ	2001-2005.2	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	
			マイクロタイザーMT-3S	照射器支持アーム可動部のブレーキ	2000-2005.2	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	総合サービスセンタ 079-590-8024	

			マイクロタイザーMT-3D	照射器支持アーム可動部のブレーキ	2000-2005.2	-	無	無	2005年2月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石線	総合サービスセンター 079-590-8024
			マイクロタイザーMT200	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1991-2001.1	-	無	無		白石線	総合サービスセンター 079-590-8024
			マイクロタイザーMT2	照射器支持アーム可動部のブレーキ	1991-2000.12	-	無	無		白石線	総合サービスセンター 079-590-8024
			マイクロサーミーME-20	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1972.1-1996.11	-	無	無		白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			マイクロサーミーME-50	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1972.1-1986.3	-	無	無		白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			マイクロサーミーME-100	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1972.1-1986.3	-	無	無		白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			マイクロサーミーME-80	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1980.2-1986.3	-	無	無		白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			マイクロサーミーME-4	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1982.4-1986.3	-	無	無		白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			マイクロサーミーME-85	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1982.9-1986.3	-	無	無		白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			マイクロサーミーME-500X	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1983.2-1986.3	-	無	無		白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			マイクロサーミーME-95	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1984.12-1986.3	-	無	無		白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
16	マイクロ波治療装置・治療器	オージー技研(株)	マイクロサーミーME-310	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1985.11-1993.9	-	無	無		白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			マイクロサーミーME-320	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1985.11-1993.9	-	無	無		白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)
			マイクロサーミーME-510	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1985.11-1993.9	-	無	無		白石線	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181 (代)





			AT-40	パッキン	2005.1-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波検査品質管理室058-83-1244
			AT-50,51	パッキン	2002.10-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波検査品質管理室058-83-1244
			KU-20,21	パッキン	2002.10-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波検査品質管理室058-83-1244
			KU-30,31	パッキン	2004.1-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波検査品質管理室058-83-1244
			KU-X	パッキン	2003.10-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波検査品質管理室058-83-1244
			AT-10,11	パッキン	2003.1-2005.11	-	無	無	2005年11月以降は同一製品名で代替済み製品を販売している。	白石綿	日本超音波検査品質管理室058-83-1244
18	冷却療法用器具及び装置	オージー技研(株)	コールドエアHC-100	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1991.11-2001.12	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代)
			コールドエアHC-100	アーム下部回転部分、ブレーキ機能	1991.11-2001.12	-	無	無		白石綿	オージー技研(株) 品質保証部 TEL 086-277-7181(代)
19	冷却療法用器具及び装置	タイテック(株)	クライオサーミア	水槽内のパッキン 循環水戻り管フランジ(3ヶ所)、フロートスイッチ取り付けフランジ 温度センサーフランジ、冷却コイル取り付けフランジ(2ヶ所)、循環ホース接続部、10ヶ所、ドレンバルブ取り付け	2004.6-2005.7	-	無	無	2005年9月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石綿	タイテック(株) 科学機器開発部 TEL 048-988-8341

① 歯科用ユニット及び関連器具 5製品(5社)

1	歯科用ユニット	(株)モリタ製作所	スペースラインスピリット	止水栓、パッキン	1986-1989	-	無	無		白石綿	(株)モリタ製作所 品質技術部 075-611-2141
2	歯科用ユニット	(株)吉田製作所	レイーナ	装置への配水元(パッキン)	1995-2003	-	無	有		白石綿	㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	エクシードH Plus	鉢洗い管と製品カバーの間(スペース、外装保護)装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	1999-2004	-	無	有		白石綿	㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	エクシードHJ、 エクシードピュア	鉢洗い管と製品カバーの間(スペース、外装保護)装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	1994-2000	-	無	有		白石綿	㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	テクニート、 グラド、 オレンジ70	鉢洗い管と製品カバーの間(スペース、外装保護)装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	1995-1998	-	無	有		白石綿	㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	エクシードレガロ、 エクシードフローラ	鉢洗い管と製品カバーの間(スペース、外装保護)装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	1995-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石綿	㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	テクニートプラス	装置への配水元(パッキン) テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	2000-2005.7	-	無	有		白石綿	㈱吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467

		(株)吉田製作所	エクシードef	装置への配水元(パッキン)テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	2002-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石藤	純吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
		(株)吉田製作所	テクニートアコルデ	装置への配水元(パッキン)テーブルを支えるアームの関節部分(ブレーキ材)	2005-2005.9	-	無	有	2005年10月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石藤	純吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
3	歯科用ユニット	タカラベルモント(株)	SP-SIX	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1983-1989	-	無	無		白石藤	タカラベルモント お客様センター 0120-596348
			SPマークII	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1986-1991	-	無	無		白石藤	タカラベルモント お客様センター 0120-596348
			SP-A	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1987-1997	-	無	無		白石藤	タカラベルモント お客様センター 0120-596348
			SP-Aカート	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1987-1997	-	無	無		白石藤	タカラベルモント お客様センター 0120-596348
4	歯科用ユニット	長田電機工業(株)	スマイリーGM8001	ブレーキ	1981-1995	-	無	無		白石藤	技術本部 03-3492-7651代
5	歯科用ユニット	ベルモントテクノロジー(株)	バーム	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1985-1992.10	-	無	無	1992年11月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石藤	タカラベルモント お客様センター 0120-596348
			コンボ350R	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1987-1992.8	-	無	無	1992年9月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石藤	タカラベルモント お客様センター 0120-596348
			コンボ550	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1991-2002.11	-	無	無	2002年12月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石藤	タカラベルモント お客様センター 0120-596348
			コンボグレース	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	1998-2004.10	-	無	無	2004年11月以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石藤	タカラベルモント お客様センター 0120-596348
			ベリックスN	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	2001-2005.7	-	無	無	2005年8月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石藤	タカラベルモント お客様センター 0120-596348
			ベリックスT	オプション仕様である一般式ガスバーナーの断熱材	2002-2003.2	-	無	無	2003年3月以降は同一製品名で代替済みの製品を販売している。	白石藤	タカラベルモント お客様センター 0120-596348

⑩ 歯科技工用機器 17製品(11社)

1	歯科技工用加熱重合器	(株)ジーシー	ジーシーサーモセッターTS-I	耐火耐熱用の作業台のベースとして使用	1977-1994	-	無	有		白石藤	DIC : フリーダイヤル 0120-416480
2	歯科技工用加熱重合器	(株)松風	松風加圧重合器ミニ	罐体内部(ケース内)、炉体固定板の断熱板	1978-1990	-	無	有		不明	船松風 技術部 品質保証課 075-561-1112
3	歯科技工用加熱炉製造器	ヘルスクリップジャパン(株)	CL-G/CL-G77	チャンバー(鑄造する容器)内の断熱材	1969-1978	-	無	無	1978年以降1990年頃までは同一製品名で、代替済みの製品を販売していた。	不明	品質管理グループ 072-227-9472
4	歯科技工用高周波誘導器	(株)ジーシー	ジーシーオートキャストHC-II	耐火耐熱用の作業台のベースとして使用	1982-1987	-	無	有		白石藤	DIC : フリーダイヤル 0120-416480
5	歯科技工用高周波誘導器	朝日レントゲン工業(株)	アルバトロンPC305	フランジ及びテーブル、目的:断熱対策	1987-1995	-	無	無	1996年以降は同一製品名で、代替済みの製品を販売している。	白石藤	F601-8200京都市南区久世豊山町 376-3 朝日レントゲン工業株式会社 品質保証部 TEL(075)921-4371
6	歯科技工用高速レーズ	浜和工業(株)	高速レーズSL-2000	スピンドル部の回転伝達摩擦板	1972-2004.4	-	無	有	2004年5月以降は同一製品名で、代替済みの製品を製造販売している。	白石藤	デンツプライ三金 インフォメーション・サポート部 カスタマーサポートセンター TEL 0120-789-123 FAX 0120-789-129
7	歯科技工用焼却炉	(株)デンケン	KDF007	炉の後部外壁板、断熱板	1978-1995	-	無	無		白石藤	(株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000
8	歯科技工用ポーセレンファーマス	(株)デンケン	KDF2001	炉内の後部押さえ板、断熱板	1976-1989	-	無	無		白石藤	(株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000
			KDF60	炉内の後部押さえ板、断熱板	1972-1989	-	無	無		白石藤	(株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000
			KDF70(N)	炉内の後部押さえ板、断熱板	1970-1989	-	無	無		白石藤	(株)デンケン品質保証部電話 075-574-1000

9	歯科技工用リング焼却炉	(株)松風	リングファーマス400	機械前部(ケース外)の断熱作業台。機械内部背後(ケース内)のターミナル用断熱板	1976-1986	-	無	有	不明	神松風 技術部 品質保証課 075-561-1112
10	歯科技工用リング焼却炉	ヘレウスクルツァージャパン(株)	CL-V/CL-VS	部位:パネル裏側の内部用途:焼却炉の断熱材	1970-1988	-	無	無	不明	品質管理グループ 072-227-9472
11	歯科用鋳造器	(株)モリタ東京製作所	スペースストロン	断熱材として鋳造室の底板とるつぼ受けに使用	1979-1988	-	無	有	不明	神モリタ東京製作所 品質保証部 E: 046-865-5023
12	歯科用鋳造器	(株)吉田製作所	プロキャスト	装置内鋳造室の底板(断熱材) ルツボ受けの部分(断熱材)	1989-1991	-	無	有	不明	神吉田製作所 安全管理部 03-3631-2467
13	歯科用鋳造器	吉田精工(株)	FD遠心鋳造機	ルツボガイド・断熱材	1987-1993	-	無	無	不明	0299-57-0111
14	歯科用鋳造器	合資会社亀井鉄工所	自動遠心鋳造器 500Ⅱ	リング受けのバックシ	1985-2002	-	無	無	白石藤	大栄歯科産業㈱ 06-6441-3332
15	重合器	合資会社亀井鉄工所	レジン熱風重合器	重合器の外装板内の容器の断熱材	1983-1985	-	無	有	白石藤	大栄歯科産業㈱ 06-6441-3332
16	真空加圧鋳造器	城田電気炉材(株)	キャスバック	部位:蓋、用途:断熱	1975-1980	-	無	無	白石藤	城田電気炉材㈱技術部 03-3330-6370
17	その他の技工用機器(脱臭装置)	合資会社亀井鉄工所	エースクリーナー(A)	電気炉上へ置くための底板の断熱材	1986-1989	-	無	無	白石藤	大栄歯科産業㈱ 06-6441-3332

⑩ 家庭用マッサージ・治療浴用機器及び装置 2製品(2社)

1	家庭用温熱式指圧代用器	(株)医交社製作所	スヤマ式自圧治療器	断熱材	1962-1986.4	-	無	無	白石藤	販売受付担当 TEL.082-237-0495
2	家庭用電気マッサージ器	(株)松下電工	背すじマッサージローラモミモミ EP545	プレーキヨーク	1980.7-1987.9	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365
			背すじマッサージローラモミモミ EP546	プレーキヨーク	1980.7-1987.9	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365
			モミモミ EP557	プレーキヨーク	1981.8-1988.9	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365
			モミモミ EP560	プレーキヨーク	1981.8-1988.9	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365
			モミモミ EP561	プレーキヨーク	1981.8-1988.9	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365
			ザ・モミモミ EP592	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバンリラックス	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバンカスタム	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバン EP596	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバンリラックス EP760	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365
			ザ・モミモミ EP590	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365
			ザ・モミモミ EP593	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365
			ザ・モミモミ EP594	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバンウイング EP2000	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365
			アーバンウイング EP2010	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365
リアルプロ EP2100	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無	白石藤	ショール/パナニックお客様相談センター 0120-878-365			

		プロフェッショナルチェア EP2100	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石織	ショール/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365
		グランプロ EP2100	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石織	ショール/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365
		プロフェス EP2100	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石織	ショール/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365
		グランディ EP2100	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石織	ショール/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365
		リアルプロ EP2110	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石織	ショール/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365
		プロフェッショナルチェア EP2110	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石織	ショール/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365
		グランプロ EP2110	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石織	ショール/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365
		プロフェス EP2110	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石織	ショール/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365
		グランディ EP2110	ブラシレスモータ	1991.3-2003.8	-	無	無		白石織	ショール/パナソニックお客様相談センター 0120-878-365

④家庭用磁気・熱療法治療器 1製品(1社)

1	漏気器	カワハラ治療器研究所	電気温きゅう器カワハラ治療器	ヒータまわりのリード線	1971-1993	-	無	不明		不明	カワハラ治療器研究所 0844-53-8393
---	-----	------------	----------------	-------------	-----------	---	---	----	--	----	----------------------------